

Eksykatory próżniowe Jeio Tech (Lab Companion) | VDC (szafkowe)



Opis produktu

Pojemność 11 - 45 litrów

Utrzymanie próżni 1 Tr przez min. 72 godziny

Zintegrowany wakuometr

Dostępne modele z blokadą UV

- 4 warianty pojemnościowe: 11 / 23 / 35 / 45 litrów.
- Zdolność utrzymania próżni 1 mm Hg przez okres co najmniej 72 godzin.
- Wykonane z wytrzymałego, lekkiego i odpornego na pęknięcia poliwęglanu.
- Konstrukcja prostopadłościenna umożliwiającą optymalne wykorzystanie przestrzeni.
- Silikonowa uszczelka niewymagająca dodatkowego smarowania.
- Funkcjonalny zawór 3-drogowy do tworzenia i usuwania próżni.
- Podstawa wyposażona w 4 porty do podłączania dodatkowych zaworów, przewodów.
- Zintegrowany, montowany standardowo wakuometr do pomiaru ciśnienia.
- Możliwość piętrowania.
- Blokada promieni UV dla ochrony prób światłoczułych (modele z oznaczeniem "U").

Dane techniczne

	Przezroczysty	VDC-11	VDC-21	VDC-31	VDC-41
--	---------------	--------	--------	--------	--------

Model	Blokada UV	VDC-11U	VDC-21U	VDC-31U	VDC-41U
	Pojemność	11 litrów	23 litry	35 litrów	45 litrów
	Zakres pomiarowy próżni	0 do -0,1 Mpa (analogowy)			
	Próżnia maksymalna	1 Tr (1 mmHg)			
	Wymiary wewnętrzne (S x G x W) mm	248 x 254 x 238	346 x 365 x 246	355 x 375 x 345	355 x 374 x 445
	Wymiary zewnętrzne (S x G x W) mm	322 x 285 x 271	420 x 397 x 281	420 x 397 x 381	420 x 397 x 491
	Wymiary półki (S x G x W) mm	202 x 204 x 6,5	289 x 304 x 11	289 x 304 x 11	289 x 304 x 11
	Wymiary tacki na desykant (S x G x W) mm	158 x 194 x 24	218 x 268 x 26	218 x 268 x 26	218 x 268 x 26
	Średnica króćca zaworu	9,5 mm			
	Waga	4,2 kg	8,2 kg	10,8 kg	12,2 kg
	Liczba półek (std/maks.)	2 / 4	2 / 4	3 / 5	3 / 6
	Ładowność półki	3 kg	5 kg	5 kg	5 kg

Numery katalogowe

VDC-11

11 litrów / 2 półki

VDC-11U

11 litrów / 2 półki / blokada UV

VDC-21

23 litry / 2 półki

VDC-21U

23 litry / 2 półki / blokada UV

VDC-31

35 litrów / 3 półki

VDC-31U

35 litrów / 3 półki / blokada UV

VDC-41

41 litrów / 3 półki

VDC-41U

41 litrów / 3 półki / blokada UV

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)