

## Autoklaw parowy PHCbi | MLS-530L-PE



### Opis produktu

Pojemność: 50 litrów

Temperatura sterylizacji: +105°C do +135°C

4 tryby pracy: sterylizacja narzędzi, sterylizacja płynów, sterylizacja z podgrzewaniem, rozpuszczanie z podgrzewaniem

| Model                          | MLS-530L-PE        |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 520 x 660 x 881 mm |
| Wymiary komory (Ø x W)         | 370 x 470 mm       |
| Pojemność                      | 50 litrów          |
| Waga                           | 105 kg             |
| Zakres pomiaru ciśnienia       | 0 - 0,4 MPa        |
| Temperatura sterylizacji       | +105°C do +135°C   |
| Temperatura rozpuszczania      | +60°C do +110°C    |

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura utrzymania ciepła</b>    | +45°C do +110°C                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperatura ogrzewania wstępnego</b> | +45°C do +80°C                                                                                                                                                                           |
| <b>Zakres nastawy czasu</b>             | 1 min - 99 h 59 min                                                                                                                                                                      |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>     | 0,255 MPa                                                                                                                                                                                |
| <b>Zasilanie</b>                        | 230 V / 50 Hz (jednofazowe)                                                                                                                                                              |
| <b>Kontrola temperatury</b>             | Mikroprocesorowa PID                                                                                                                                                                     |
| <b>Materiał komory</b>                  | Stal nierdzewna SUS304                                                                                                                                                                   |
| <b>Liczba koszy na wsad</b>             | 2 szt.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wymiary kosza (Ø x W)</b>            | 332 x 195,5 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>Pojemnik na skropliny</b>            | Polietylenowy / 5 litrów                                                                                                                                                                 |
| <b>Zabezpieczenia</b>                   | Elektromagnetyczna blokada pokrywy, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, czujnik poziomu wody w komorze, czujnik poprawnej pozycji pojemnika na skropliny, automatyczna diagnostyka usterek |

#### Akcesoria opcjonalne

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MLS-30SS-PE</b>   | Elastyczny czujnik temperatury sterylizowanego materiału |
| <b>MLS-30PR-PE</b>   | Drukarka do archiwizacji przebiegu procesu               |
| <b>MLS-30PR-P-PE</b> | Papier dedykowany do drukarki MLS-30PR-PE (op. 10 rolek) |
| <b>MLS-30PR-C-PE</b> | Zapasowy wkład drukujący do drukarki MLS-30PR-PE         |
| <b>MLSC30-PE</b>     | Wiadro perforowane (Ø) 333 x (W) 201 mm                  |
| <b>MLS-PB30-PE</b>   | Wiadro pełne (Ø) 333 x (W) 201 mm                        |

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)