

Dozownik butelkowy Nichiryo | Accupenser JR.



Opis produktu

Elementy precyzyjne z materiałów o podwyższonej odporności chemicznej. Składana kolumna ze skalą. Możliwość dolewania cieczy bez rozkręcania dozownika. Butelka w zestawie.

- Możliwość złożenia kolumny ze skalą bez zmiany nastawionej objętości.
- Elementy precyzyjne wykonane ze szkła i innych materiałów o podwyższonej odporności chemicznej (szkło borokrzemowe, polimery fluorowęglowe).
- Łatwy demontaż i wymiana komponentów.
- Dolewanie cieczy przez otwór w pokrywie bez konieczności odkręcania dozownika.
- Elastyczna rurka przedłużająca. Wygodne dozowanie do różnych pojemników bez przemieszczania butelki źródłowej. Dostępna specjalna wersja rurki wykonana z PTFE do pracy z silnymi kwasami i rozpuszczalnikami organicznymi.
- Przystosowany do autoklawowania bez demontażu (20 minut w +121°C).
- W zestawie oryginalna butelka na odczynnik o pojemności dopasowanej do zakresu nastaw dozownika i z szerokim wlewem.

Numery katalogowe

00-AJ-1

0,2 - 1 ml / dokładność nastawy 0,05 ml

00-AJ-2

0,4 - 2 ml / dokładność nastawy 0,1 ml

00-AJ-5

1 - 5 ml / dokładność nastawy 0,1 ml

00-AJ-10

2 - 10 ml / dokładność nastawy 0,25 ml

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)