

Dozownik butelkowy Nichiryo | DISPET EX II



Opis produktu

Zaawansowany dozownik do szerokiego zakresu zastosowań. Elementy precyzyjne wykonane z wysokiej jakości materiałów (szkło borokrzemowe, polimery fluorowęglowe, ceramika, platyniocyd). Zawór powrotny.

- Przystosowany do autoklawowania (20 minut w +121°C).
- W zestawie 3 dodatkowe adaptery gwintu umożliwiające zamontowanie dozownika na różnych typach butelek.
- Elementy mające kontakt z cieczą wykonane z materiałów o podwyższonej odporności chemicznej (szkło borokrzemowe, polimery fluorowęglowe, ceramika, platyniocyd).
- Regulowana rurka pobierająca z możliwością dopasowania do wysokości butelki.
- Mechanizm powrotu cieczy minimalizujący straty odczynników.

Numery katalogowe

00-DPX2-20

0,2 - 2 ml / dokładność nastawy 0,05 ml

00-DPX2-50

0,5 - 5 ml / dokładność nastawy 0,1 ml

00-DPX2-100

1 - 10 ml / dokładność nastawy 0,2 ml

00-DPX2-250

2,5 - 25 ml / dokładność nastawy 0,5 ml

00-DPX2-500

5 - 50 ml / dokładność nastawy 1 ml

00-DPX2-1000

10 - 100 ml / dokładność nastawy 2 ml

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)